


Catálogo de Productos

Regeneración

SinossMem



novadento
Dental Products

RECURSOS MÉDICOS
Tel: (+34) 96 342 0478
www.recursosmedicos.com





Membrana reabsorbible de colágeno natural con efecto barrera extra largo

SinossMem

SinossMem es una membrana de colágeno de origen equino: 99% colágeno tipo I, para uso en procedimientos de Regeneración Ósea y Tisular Guiada. La membrana está especialmente preparada, purificada y modificada químicamente. Biocompatible y apirogénica, resulta completamente reabsorbible por el tejido una vez implantada.

Ofrece función de barrera balanceada con largo tiempo de degradación (6 meses) sin reacción inflamatoria del tejido blando. La estructura biológica de la superficie de SinossMem evita la invasión de tejido blando y permite la vascularización y crecimiento celular con rápida integración con el tejido adyacente. Esta función biológica de SinossMem es el balance perfecto para la regeneración de tejido duro y blando.

SinossMem satisface las características fisicoquímicas de biocompatibilidad, integración tisular, oclusividad celular, capacidad de mantener el espacio y facilidad de uso en clínica (Gottlow 1993).



Beneficios

1. Cicatrización controlada de la herida y soporte del coágulo
2. Función barrera a medio plazo en procedimientos de GBR/GTR
3. Tiempo de reabsorción aproximado de 10 a 16 semanas
4. Rápida degradación en caso de exposición
5. Fácil aplicación en estado seco o hidratado
6. Puede cortarse para procedimientos específicos
7. La estructura rugosa y porosa sirve de guía tisular

Indicaciones

- Implantología, Periodoncia, Cirugía Oral, CMF:
1. Elevación del seno
 2. Preservación alveolar
 3. Aumento horizontal o vertical del reborde alveolar
 4. Uso simultáneo con material de injerto óseo en procedimientos de GBR/GTR
 5. Defectos óseos periodontales
 6. Defectos de fenestración y dehiscencia



Fácil aplicación y colocación entre mucosa y hueso residual en condición seca.




Buena adaptación al defecto una vez hidratada.

Perfecta adaptabilidad



Cómo usar SinossMem combinado con SinossGraft Cone



La extracción de un diente tiene asociada la reabsorción de la cresta. Para evitar resultados negativos, fonéticos, estéticos y funcionales, este procedimiento ofrece un tratamiento no invasivo, simple y predictivo. La técnica de sellado y uso de SinossMem apoya la preservación alveolar.



SinossMem Seal puede ponerse sobre el relleno empujando ligeramente las paredes del alveolo gingival.



Información SinossMem Seal (espesor 1.0mm)

Artículo No.	Medidas	Contenido
1314	10x10x1.0mm	1 unidad

Información SinossMem (espesor 0.25mm)

Artículo No.	Medidas	Contenido
1310	15x20mm	1 unidad
1312	20x30mm	1 unidad
1313	30x40mm	1 unidad

Consultar disponibilidad