

# Instrucciones: proceso óptimo del instrumental

**ATENCIÓN**

- El proceso de preparación debe ser realizado solo por personal entrenado!
- **Los instrumentos se entregan sucios / no-estériles**
  - ▶ Debe seguirse el proceso completo antes del primer uso!
- El instrumental delicado debe limpiarse en bandejas u otro dispositivo de soporte!
- Siempre utilice guantes protectores al manipular y preparar instrumentos contaminados!
- La vida útil de los instrumentos depende de su aplicación y cuidado
- **El instrumental debe limpiarse inmediatamente después de utilizado (dentro de 30 minutos).**
  - ▶ Los instrumentos contaminados podrían transmitir enfermedades!

**ATENCIÓN**

