


Optimus D Palalign II

Expansor Palatino

Palalign II MARPE



Optimus D Palalign II

Expansor Palatino

Palalign II MARPE



Expansión máxima: 7 / 10 / 12 mm

4 x 1/4 giros = 0.8 mm

Material: acero inoxidable

- Fijación del expansor directamente al paladar medio utilizando minitornillos
- Fácil de fijar y excelente expansión
- Las guías mantienen las fuerzas de expansión estables
- Minimiza la inflamación alrededor de los tornillos

	Indicaciones en mm				
		Ø brazos	cuerpo		
PALG7		1.5	12.8	7	0.8
PALG10		1.5	15.8	10	0.8
PALG12		1.5	17.8	12	0.8

Características

- Función "click" que asegura la correcta rotación durante el tratamiento
- Sonido nítido cada 1/4 de vuelta (0.2mm) para una activación más precisa
- Función anti-retroceso: expansión estable sin aflojamientos durante el tratamiento
- Cuerpo suficientemente rígido para expansión palatina rápida sin deformaciones
- Bordes y superficies suaves para minimizar la acumulación de comida
- Cuerpo claramente identificado indicando la dirección y la máxima expansión

Instrumental

Driver contra-ángulo 35 mm
ODS-05

Driver contra-ángulo 22 mm
ODS-02

Llave de activación
Y2C-15010

Carraca bidireccional
Y2C-12010

ODS-05R
35 mm

ODS-02R
22 mm

Minitornillos



Ø1.8 x 10mm	O18A10
Ø1.8 x 12mm	O18A12
Ø1.8 x 14mm	O18A14
Ø1.8 x 16mm	O18A16